

UMS DYNAMIC Mini



Urodynamický modulární systém DYNAMIC Mini

je určen pro kompletní urodynamické vyšetření dolních cest močových. Tento systém vychází z koncepce All in One, kde vše je integrováno na jeden stojan.

Vyhodnocení záznamu umožňuje lékaři určit funkční poruchy uretry a detruzoru, zvolit správný způsob léčby podle typu inkontinence. Urodynamický systém je vhodný pro gynekologická pracoviště, urologická pracoviště, gynekologické a urologické ambulance a pro privátní lékaře gynekology a urology.

Systém DYNAMIC využívá k zobrazení a zpracování dat počítač typu All in One s dotykovou obrazovkou. Tato koncepce umožňuje velice jednoduchou a snadnou obsluhu přístroje.

až **7** let
záruka

UMS DYNAMIC Mini



- + Pokročilý ergonomický design (vše na 1 stojanu)
- + Infuzní váha + 3 lítakové kanály + UFM + EMG + Pro lometrický modul
- + Mnoho režimů: Cystometrie, Pro lometrie, UFM, PQ, FV, EMG, Biofeedback

